

3C WASHER CHECK

Yıkama İndikatörü-Temizlik Etkinlik İndikatörü



YIKAMA ÖNCESİ



YIKAMA SONRASI



3C Washer Check Standart şeffaf cam frame (Zorlaştırılmış Test)-Çelik İndikatör
Ultrasonik Yıkayıcı, Dezenfektör (WD) ve Endoskopik ince lümenli aletlerin (1MM – 3MM) performans değerlendirme talimatı uygulama alanı:

Washer Check Şeffaf cam frame (Zorlaştırılmış Test) – Çelik İndikatör; Temizlik indikatörü cerrahi aletler için ultrasonik yıkayıcı ve yıkayıcı dezenfektörlerin içindeki temizleme işlemlerinin temizleme etkinliğinin geçerliliği ve rutin gözlemlenmesi için tasarlanmıştır. **Şeffaf cam frame (Zorlaştırılmış Test)** Temizlik Etkinliği İndikatörü ISO 15883'e göre test kiri protein, hemoglobinin, fibrin (insan kanı simülasyonuna eş değerde kan ve katkı maddeleri) ile kirletilmiş olan, paslanmaz çelikten imal edilen özel bir ultrasonik ve dezenfektörler için temizlik indikatörü-kirlilik testidir.

3C Washer Check Cerrahi aletler için test prosedürün yürütülmesi:

1. **3C Washer Check** Temizlik indikatörü **Şeffaf cam frame kaplı (Zorlaştırılmış Test)**'i folyo ambalajlı torbasını açın çıkarın, cerrahi aletler için **Şeffaf cam frame (Zorlaştırılmış Test)** yıkama Ultrasonik / Dezenfektör makinasının ve Endoskopi yıkama makinasının herhangi bir alanına bırakabilir veya sepete klipleri yardımı ile takabilirsiniz.
2. **3C Washer Check** Cerrahi aletler için **Şeffaf cam frame kaplı (Zorlaştırılmış Test)**'i Ultrasonik / Dezenfektör yıkayıcıya (Herhangi bir yere/sepete) yerleştirin.
3. Ultrasonik yıkayıcı veya yıkayıcı dezenfektörün programı kontrol edin.
4. Programı başlatın.
5. Yıkama temizleme işlemi [döngüsü] tamamlandığı zaman, **3C Washer Check** temizlik indikatörü **Şeffaf cam frame kaplı (Zorlaştırılmış Test)**'i cerrahi aletler içinden dışarı alın ve temizleme performansını gözle değerlendirin.
6. **3C Washer Check** İndikatörü değerlendirme işlemini referans tablosunda karşılaştırın.
7. Parti kontrol formu üzerinde gözle değerlendirme sonucunu yazın ve test sonucuna göre yükü serbest bırakın veya serbest bırakmayın.
8. Değerlendirmeden sonra, indikatör kurumunuz prosedürü doğrultusunda atık ile atılabilir.



→ Lümenli aletler için zorlaştırılmış alan

→ Lümenli aletler için zorlaştırılmış alan

→ Lümenli aletler için zorlaştırılmış alan

Yerleştirin – Döngüyü/Programı Başlatın – Sonuçları Değerlendirin

YIKAMA İNDİKATÖRÜ SONUÇLARI DEĞERLENDİRME TABLOSU

SONUÇ	YORUMLAMA	KARAR
	Referans İşlem görmemiş	
Yetersiz Temizleme İşlemi		
	Test lekesi tamamen görünür	Yıkama parçaları bırakmayınız
	Test lekesi Görünür	Yıkama, Sıcaklık, Dozaj, Süre kontrol ediniz
	Test lekesi görünür	Testi tekrarlayınız
	Test lekesi çok hafifçe görünür	Yıkama makinasınız için servis teknisyenini çağırın
Başarılı Temizleme İşlemi		
	Test lekesi tamamen yok oldu	Yıkama parçaları serbest bırakın

- **3C Washer Check** Ultrasonik Yıkayıcı / dezenfektörlerin / Endoskop yıkama etkinliğini izlemek içindir
- **3C Washer Check** İnsan kanının simülasyonunu ISO 15883'e göre test eder
- **3C Washer Check** Tanısal - Kolay kullanım ve okuma kolaylığı
- **3C Washer Check** Paslanmaz çelik – Toksik değildir
- **3C Washer Check** Rutin izleme için kesin doğrulama yıkama indikatörü
- **3C Washer Check** Saklama oda şartlarında (15 -30 derece. %35-60 nem)

3C Washer Check şeffaf cam frame plastik Temizleme Etkinlik İndikatörü, Eni 17mm, Boyu 55mm ebatlarında olan cerrahi aletler için yıkayıcı dezenfektörlerin temizleme işlemlerinin rutin etkinliklerini doğrulamak için tasarlanmıştır. paslanmaz çelikten yapılmış ve ISO 15883'e göre doğrulama sırasında temizleme yeteneğini değerlendirmek için kullanılan simülasyon (taklit) kan gerçek kan'dır. Test similasyonu gerçek kan ile kantitatif bir ölçümü ile kirlenen özel bir temizleme göstergesidir. Bu ürünün kullanımı ve okunması kolaydır ve normal atık olarak atılabilir.

Her bir Washer Check yıkama indikatörü/Kirlilik testi zorlaştırılmış test aparatına sahiptir.
 Her bir yıkama indikatörü kendine ait şeffaf cam frame (Zorlaştırılmış Test) içine yerleştirilmiştir.
 Washer Check Yıkama makinasının sepetine takın veya sepet içine herhangi bir alana bırakın.
 Washer Check Yıkama işlemi - Döngü sonrası değerlendirin ve atın.

Kullan at!!!

