




5 Temizlik İşlemi Güvencesi

Diğerlerinin geride bıraktığını Pull Thru temizler...



Yeni nesil tek kullanımlık endoskop ve lümen temizleme cihazı

Pull Thru™ 2.8mm - 5mm aralığındaki endoskop kanallarını tek bir geçiş ile verimli bir şekilde temizlemede kullanılabilecek yeni, patentli endoskop temizleme cihazıdır.

Özellikle endoskop kanallarını manuel olarak temizlemek için gereken zamanı azaltmak ve temizleme işleminin genel verimliliğini artırmak amacı ile tasarlanmıştır.

Pull Thru™ ürününün eşsiz beş temizleyici kısımlı tasarımı endoskop kanalında tam bir dairesel yalıtım sağlar ve böylece 5 Temizlik Eylemi ile bütün kalıntıları tek geçişte temizler.

Pull Thru™ ürününün geleneksel sert fırçalar ile kıyaslandığında temizlik sürecinin verimliliğini önemli derecede artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Bütün endoskop markaları ile uyumludur

Detaylı bilgi ve satış sorgulama için lütfen iletişime geçiniz.