



5 Temizlik İşlemi Güvencesi

Diğerlerinin geride bıraktığını Pull Thru temizler...



Yeni nesil tek kullanımlık endoskop ve lümen temizleme cihazı

Pull Thru™ 2.8mm - 5mm aralığındaki endoskop kanallarını tek bir geçiş ile verimli bir şekilde temizlemede kullanılabilecek yeni, patentli endoskop temizleme cihazıdır.

Özellikle endoskop kanallarını manuel olarak temizlemek için gereken zamanı azaltmak ve temizleme işleminin genel verimliliğini artırmak amacı ile tasarlanmıştır.

Pull Thru™ ürününün eşsiz beş temizleyici kısımlı tasarımı endoskop kanalında tam bir dairesel yalıtım sağlar ve böylece 5 Temizlik Eylemi ile bütün kalıntıları tek geçişte temizler.

Pull Thru™ ürününün geleneksel sert fırçalar ile kıyaslandığında temizlik sürecinin verimliliğini önemli derecede artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

PULL THRU™ ürün yelpazesinin bir kısmı

Kaset ve Yedek paketi (Yedek paketi ayrı da satılmaktadır)
Her bir paket kullanım talimatları ve izleme barkodlarına ilaveten 60 PULL THRU™ cihaz içermektedir. Yüzeylere montajlama için kullanılan yapışkan bant ve kaset temizleyici kısımların kirlenmesini önlemek amacı ile yukarıya doğru açılan kapak ile gelmektedir.



Tek Prosedür Kullanıı Paketleri.

Her bir paket 60 torba içermektedir, her bir torba ise kullanma talimatları ve izleme barkodlarına ilaveten bir adet PULL THRU™ ve bir adet Stubby™ fırça içermektedir.

Bütün endoskop markaları ile uyumludur

Detaylı bilgi ve satış sorgulama için lütfen iletişime geçiniz.