

TM

STUBBY BRUSH

Stubby Brush endoskoplarnn manuel 6n temizlięinde kullanılan ok y6nl6 bir temizlik cihazıdır.

Mevcut iki plastik bařlık endoskop, port ve valfleri temizlerken uygun fıra apını seme imk6nı sunar.

K66k plastik bařlık kullanıcıların valflerin k66k kısımlarına daha iyi bir řekilde eriřmesini ve b6y6k bařlıklı dięer kısa fıralara g6re daha fazla kalıntı temizlemesini saęlar.



PULL THRU™

6r6n yelpazesinin bir kısmı

B6t6n endoskop markaları ile uyumludur

Detaylı bilgi ve satıř sorgulama iin l6tfen iletiřime geiniz.