



Endoskopi için Pull Thru™
Teleskop Boyutlarının Örnekleri

Önemli Hatırlatma

- Daima mevcut kanalın iç çapını PULL THRU™ ürününün başlığını teleskobun uzak ucuna sokarak kontrol ediniz; çok dar ya da çok geniş ise üretici firmanın teleskop kullanım kılavuzunu dikkate alarak kanal iç çapını kontrol ediniz.
- Aynı zamanda emme kanallarının çapını da bilmeniz gerekmektedir.

TM
PULL THRU
ENDOSCOPES



2.8mm-5mm



2.8mm-5mm

- Gastroskop



**Not: Bazı ince Gastroskoplar Mini ürün kullanmaktadır
(1.4-2.6mm)*



2.8mm-5mm

- Kolonoskop





2.8mm-5mm

- Endoskopik Ultrason



** Not: Bazı Endoskopik Ultrason teleskopları Mini ürün kullanmaktadır (1.4-2.6mm)*



2.8mm-5mm

- Bronkoskop



* Not: Bazı Bronkoskop teleskopları Mini (1.4-2.6mm) ya da Micro (1.0mm -1.2mm) ürün kullanmaktadır.



2.8mm-5mm

- Duodenoskop





2.8mm-5mm

- Sigmoidoskop





2.8mm-5mm

- Laparoskop



miniTM
PULL THRU
●● ENDOSCOPES



1.4mm-2.6mm



1.4mm-2.6mm

- Sistoskop





1.4mm-2.6mm

- İnce Taşınabilir Entübasyon Fiberskop





1.4mm-2.6mm

- Endobronşiyal Ultrason Endoskop (EBUS)





1.4mm-2.6mm

- Özofagoskop





1.4mm-2.6mm

- Video Nazo-Faringo-Laringoskop





1.4mm-2.6mm

- Koledokoskop



** Not: Bazı Koledokoskoplar Micro ürün kullanmaktadır (1.0mm -1.2mm)*



1.4mm-2.6mm

- **Histeroskop**



** Not: Bazı Histeroskoplar Micro ürün kullanmaktadır (1.0mm -1.2mm)*



1.4mm-2.6mm

- Rino Faringo





1.4mm-2.6mm

- Fiber Endoskop





1.4mm-2.6mm

- Nöro Fiberskop



** Not: Bazı Nöro Fiberskoplar Micro ürün kullanmaktadır
(1.0mm -1.2mm)*



1.4mm-2.6mm

- Rinolaringoskop





1.4mm-2.6mm

- Plöroskop





1.4mm-2.6mm

- Enteroskop





1.4mm-2.6mm

- Nazo Faringoskop



microTM
PULL THRU
●● ENDOSCOPES




1.0mm-1.2mm



1.0mm-1.2mm

- Kateterskop





1.0mm-1.2mm

- Boroskop





1.0mm-1.2mm

- Üroloji Teleskobu





1.0mm-1.2mm

- Duodenoskop





1.0mm-1.2mm

- Entübyasyon Teleskobu





1.0mm-1.2mm

- Üretroskop

