

HASTANE / KLİNİK LOGOSU
KURUM ADI
BÖLÜM
GENEL BİLGİLER

Pro Check Protein Kalıntı Testi Sonuçları Kayıt Formu



	Başarılı sonuçlar için kayıt bölümü	G	×	Başarısız sonuçlar için kayıt bölümü	İmza
1	Elde ettiğiniz sonucu manuel kayıtlarınız için tüp üzerindeki etiketi doldurarak buraya yapıştırın			Elde ettiğiniz sonucu manuel kayıtlarınız için tüp üzerindeki etiketi doldurarak buraya yapıştırın	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Kahverenginden Mor rengine dönen sonuçlar yeniden temizlemeyi ve yeniden test etmeyi belirtir.

Mor ve tonları protein varlığının tespitidir.

Kahverengi renk elde etmek protein kalıntısı olmadığının ifadesidir.

Kontrol Eden :