

STERİLİZASYON RULOSU ISI İLE KAPATMA KONTROL STRİBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapama kontrol strip 250'lik kutu halinde olmalıdır.
2. Isı ile kapatma parametrelerine uygun olmalıdır.
3. Kapama kontrol striplerin her birinin üzerinde EN ISO 11607-2 ifadesi belirtilmiş olmalıdır.
4. Kapama kontrol Striplerin ebatı 75mm (± 5 mm) x175mm (± 5 mm) olacaktır.
5. Sızdırmazlık kontrol strip ile PE veya PP katmanlarına karşı sızdırmaz bir şekilde kapatılabilir olmalıdır.
6. Striplerin üzerinde Kapama makine marka adı – modeli, ilgili ünite adı-yer konum, Tarihi, Onay bölümü ve Yorum bölümleri için belirgin boş haneler bulunacaktır.
7. Striplerin üzerinde 40mm (± 3 mm) x 175mm (± 5 mm) boyutunda özel kaplama alanı bulunacaktır.
8. Kapama kontrol stripinin kontrol alanı siyah renk olmalıdır.
9. 40mm (± 3 mm) x177mm (+-5mm) boyutunda özel kaplama alanı kapatma makinesinden bir sterilizasyon zarfının ya da rulosunu içinde geçirildikten sonra kapatma kontrolünü gösterebilecek şekilde olmalıdır.
10. Eğer kapatma parametrelerinde (ısı, basınç, hız) bir uygunsuzluk varsa bunu hava kabarcıkları parçalanmış şekiller ve renk tonundaki açıklıklar ile gösterebilecek şekilde değildir.