

Yıkayıcı / Dezenfektörler için yıkama indikatörü kirlilik testi teknik şartnamesi

1. Yıkama indikatörü tek kullanımlık olmalıdır. yıkayıcıların – dezenfektör cihazlarının temizleme etkinliğini gözlemlene özelliği olmalıdır.
2. Yıkama indikatörü Organik insan kanı simülasyonuna eşdeğeri ile hazırlanmış organik kalıntıya sahip olmalı ve insan kanının simülasyonunu test etmelidir.
3. Yıkama İndikatör çeliğe en yakın malzeme çinko ve alüminyum karışımı metal plakadan oluşmalıdır.
4. Yıkama indikatörünün not alınan/yazılan alana sahip olmalı ve metalin rengi gri olmalıdır.
5. Yıkama indikatörünü ezilmez, paslanmaz ve zımbalanabilir özelliklere sahip olmalıdır.
6. Yıkama etkinlik indikatörü 0.20 mikron kalınlığında olmalı ve kayıtlar için zımbalanabilir olmalıdır.
7. Yıkama etkinlik indikatörü köşeleri keskin hatlara sahip olduğunda kullanıcıya zarar vermekte ve tehlikeli olabilecek bu durumdan dolayı yıkama indikatörü köşeleri oval olmalıdır.
8. Yıkama etkinlik indikatörünün sağ üst köşesinde kare barkot olmalıdır.
9. Yıkama etkinlik indikatörü ebatları 70mm x 30mm (± 1) olmalıdır.
10. Yıkama indikatörün üzerindeki simülasyon lekesi kırmızı renkte 16 mm çapında olmalıdır.
11. Yıkama indikatörü üzerindeki simülasyon lekesi yıkama sonrası çıktığında görünen temiz alanı ifade eden alandaki dairenin çap 9.4 mm olmalıdır.
12. Yıkama indikatörünün üzerindeki kullanıcı için referans dairenin çapı 3.8mm ebatlarında olmalıdır.
13. Yıkama indikatörü üzerinde Lot numarası son kullanım tarihi ve sembolleri olmalıdır.
14. Yıkama indikatörünün üzerinde uygun standardı ve ürünün uygunluğunu ifade eden ISO 13885-5 ifadesi olmalıdır.
15. Yıkama indikatörleri ile beraber 304 paslanmaz çelikten 1 (bir) adet Holder ücretsiz verilmelidir.
16. Yıkama indikatörü 250 Adetlik kutularda olmalıdır.
17. Yıkama indikatörü kutusu yer alan kaplamaması için 7.45cm yüksekliğe, 7cm boy, 3.3cm en ebatlarına sahip olmalıdır.