



DAKE MEDİKAL



- M-Washer Check** Ultrasonik yıkayıcıların temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmıştır.
M-Washer Check Ultrasonik indikatörü test kırı buunan tek kullanımlık metal indikatörü şerittir.
M-Washer Check Ultrasonik indikatörü yerleştirileceği Holder'dan (Tutaç) oluşmakta ve Holder paslanmaz çeliktir.
M-Washer Check Ultrasonik test kırı İnsan kanı simülasyonuna eş değerdedir.
M-Washer Check Ultrasonik indikatör tek kullanımlık ve alüminyumdur.
M-Washer Check Ultrasonik indikatör köşeleri oval ve kullanıcıya kesici ve delici ortam sağlamaz.
M-Washer Check Ultrasonik indikatör 0.20 micron kalınlığında ve ve kayıt altına alınması için zımbalanabilir.

3C M-Washer Check Ultrasonik yıkama indikatörü referans tablosu 3C M-Washer Check Ultrasonic Washer Indicator Reference Table

BAŞARILI SONUÇ

ÖNCEKİ GÖRÜNÜM - BEFORE EXPOSURE



BAŞARILI SONUÇ - SUCCESSFUL RESULT SONRAKİ GÖRÜNÜM - AFTER EXPOSURE



BAŞARISIZ SONUÇLAR

BAŞARISIZ / FAILURE



BAŞARISIZ / FAILURE



BAŞARISIZ / FAILURE



BAŞARISIZ / FAILURE

