



TRUE INDICATING



DAKE MEDİKAL
Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Gamma ışınlama sterilizasyon kimyasal indikatörleri, ISO 11140-1: 2005 "Sağlık ürünlerinin sterilizasyonu - Kimyasal indikatörleri" i uygun olarak üretilen Sınıf 1 proses göstergeleri/indikatörleridir. Gamma sterilizasyon göstergeleri, gama ışınlarına maruz bırakıldığında basit bir sarıdan kırmızıya renge dönüşür. Gamma / e-ışın duyarlı etiketler, gama / e-ışını radyasyon sterilizasyonu için güvenilir bir yoldur. 12mm noktalar halinde üretilmiştir. 25kGy ve üstü boyunca kırmızı renk mukavemetinde sürekli bir artış ile 10kGy'de belirgin bir renk değişimi oluşur.



Product Code	Configuration	Unexposed	Exposed
CRYR-1	12 mm Plain Dot 5,000 Indicators/Roll		
CRYR-2	25 mm 1,000 Indicators/Roll		
CRYR-3	12 mm Imprinted Dot 5,000 Indicators/Roll		
CRYR-4	25 mm 1,000 Indicators/Roll		
CRYR-5	14 mm Imprinted Square 5,000 Indicators/Roll		

Gamma Kimyasal İndikatörlerinin Kullanıldığı Alanlar

Tıbbi Malzemelerin gama / e-ışını radyasyon sterilizasyon işlemlerinde
Gıda Malzemelerinin gama / e-ışını radyasyon sterilizasyon işlemlerinde
Farmasötik ve kozmetik ürünlerin gama / e-ışını radyasyon sterilizasyon işlemlerinde
Ambalaj Malzemeleri ve Hammaddelerinin gama / e-ışını radyasyon sterilizasyon işlemlerinde
Pet yemi ve Pet gıdaların gama / e-ışını radyasyon sterilizasyon işlemlerinde
Arşiv ve Antikaların gama / e-ışını radyasyonu ile yapılan işlemlerinde

	GAMMA RADYASYONUNU UĞRAMAMIŞ Dozaj = 0 kGy	GEÇMEZ (DOES NOT PASS)
	GAMMA RADYASYONUNU UĞRAMIŞ Dozaj = 1 kGy ÖNEMLİ RENK DEĞİŞİMİ YOKTUR	GEÇER (PASS)
	GAMMA RADYASYONUNU UĞRAMIŞ Dozaj = 10 kGy ÖNEMLİ RENK DEĞİŞİMİ VARDIR	GEÇER (PASS)
	GAMMA RADYASYONUNU UĞRAMIŞ Dozaj = 25 kGy ÖNEMLİ RENK DEĞİŞİMİ VARDIR	GEÇER (PASS)
	GAMMA RADYASYONUNU UĞRAMIŞ Dozaj = 50 kGy ÖNEMLİ RENK DEĞİŞİMİ VARDIR	GEÇER (PASS)